



SUCURSALES

Tuxtla

6a norte poniente #720-A
(entre 6a y 7a poniente)
Col. Centro.

V 961 611 1755 / 961 600 0093

N 961 241 0968

> sedetuxtla@lpalaboratorios.com

San Cristóbal

Calz. Manuel Velasco Suárez
#3 Col. La Isla

V 967 116 0827

N 967 136 3088

> sedesanctis@lpalaboratorios.com

Villaflores

1a oriente entre 2a y 3a sur
Col. Centro.

V 965 652 1905

N 965 100 5722

> sedevillaflores@lpalaboratorios.com

Comitán

5a sur oriente #37
esq. Con 4a oriente sur
Barrio San Agustín

V 963 688 6319

N 963 330 4346

> sedecomitan@lpalaboratorios.com

OFICINA CENTRAL

Avenida Presa Cecilio del Valle 110. Colonia Las Palmas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LPALABORATORIOS.COM

RESPONSABLE SANITARIO Dra. Diocelina Viruette Pontigo – Especialista en Anatomía Patológica
Universidad Nacional Autónoma de México. Recertificada por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos A.C.
Cédula Profesional 3604708 / Cédula de especialidad 4452884



Dra. Diocelina Viruette Pontigo
Patóloga – Citopatóloga

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRA CON BROCHA COLPOTRE (CO-TESTING)

KIT PARA CO-TESTING BASE LÍQUIDA PCR

VPH
28

f Instagram LaboratoriosLPA



TOMA DE MUESTRA CON BROCHA COLPOTRE (CO-TESTING)

KIT PARA CO-TESTING BASE LÍQUIDA PCR



1. Coloque un espejo vaginal amplio con longitud de 12 cm. para una adecuada observación del cuello del útero.



2. Introduzca cuidadosamente el cepillo hacia la parte central del cuello uterino.



3- Continúe introduciendo el cepillo hasta que las cerdas del centro toquen el endocervix y las cerdas de los extremos hagan contacto sobre el epitelio de la zona de transformación, sitio donde se genera la infección por el VPH.



4- Gire cuidadosamente aplicando una ligera presión para que las cerdas tengan mayor contacto con el epitelio del endocervix y el ectocervix. Expertos recomiendan girar de 3 a 5 veces en una sola dirección.



5- Introduzca la porción blanca del cepillo en la solución provista.

PANEL LARGO PCR

MÉTODO DE DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN:
PCR MÚLTIPLE ANYPLEX II PARA VPH 28.

VP
28

Las muestras negativas en este proceso se exploran con PCR universal y se tipifican por secuenciación.

Se investigaron los virus: Anyplex II:

ALTO RIESGO

16	18	26
31	33	35
39	45	51
52	53	56
58	59	66
68	69	73
82		

BAJO RIESGO

6	11	40
42	43	44
54	61	70

Controles utilizados: Control negativo de PCR y controles positivos para VPH.
Control interno (IC) positivo del gen de la beta globina humana (HBB).

CONTÁCTAME

